

FRAT TEST

FRAT test

1) Regístrese en www.eneviahealth.com

2) Pague la membresía: 25€ anuales.

3) Diríjase a la página de su país y haga la compra (mirar en la parte inferior de la pantalla inicio).

Una vez hecha la compra del test recibirán un email con los siguientes formularios:

- Formulario 4 (formulario de solicitud).
- Formulario 5 (formulario de liberación).
- Plantillas del formulario con las traducciones al castellano.

4) Formulario de solicitud.

Obtenga la firma del médico en el formulario. El médico puede firmar el formulario físicamente y luego enviar una copia escaneada a los padres para completar su parte.

Incluso si el médico está en EE.UU., este sistema seguirá siendo el mismo.

Necesitamos todos los datos, incluido el correo electrónico del médico, para poder enviarle el informe tan pronto como esté listo.

Este documento se adjunta a la muestra.

5) Formulario de liberación.

Los padres deben rellenar este formulario para que el informe de los resultados se les mande tan pronto como esté listo.

Este documento se adjunta a la muestra.

6) Sección de pago del formulario de solicitud.

Deben mencionar "Bill to Enevia Health" (La factura la paga ENEVIA HEALTH).

Este documento se adjunta a la muestra.

7) Cómo tomar la muestra de sangre (**instrucciones para el laboratorio que hará la extracción de la sangre**):

a) Deben usar el siguiente tubo para extraer sangre - Tubo SST:

Ejemplo del tipo de tubo que se debe usar.

https://www.tigermedical.com/Products/Vacutainer-SST-Transport-Tube_BD367985-.aspx?invsrsc=adwords_tm&gclid=Cj0KCQjwh_eFBhDZARIsALHjIKc1gQJbqgPY_6fMIFbxN4T

b) Cuando se ha extraído la sangre. Invierta y agite suavemente el tubo de acero inoxidable varias veces. Permita que el suero se coagule y separe los glóbulos rojos del suero por centrifugación (de 1500 a 2000 rpm durante 15 a 20 minutos)

c) Transfiera el suero (ÚNICAMENTE) al tubo de transferencia (usar tubo SST)

8) Envío de la muestra al laboratorio de Estados Unidos.

La muestra es estable y se puede mandar siguiendo las siguientes instrucciones.
Use una caja de poliestireno, añádale 3 ICE PACKS, bolsas de hielo de 100 gr. cada una,
recuerde que debe congelarlas al menos 24 h. antes de usarlas.

Use la opción de envío urgente.

Dirección de envío de la muestra:

Illiad Neuroscience Inc.
5110 Campus Drive
Suite #150 Plymouth Meeting
PA 19462
Tel.6104419050
Info@iliadneuro.com