

Instrucciones para la toma y el envío de las muestras



Evaluación del ecosistema intestinal

Estudio fecal microbiológico

Material supplied

- 1 hoja de instrucciones
- 2 Torundas con medio de transporte
- 1 bolsa de plástico para muestras y documentación
- 1 Volante de solicitud
- 1 caja de transporte
- 1 frasco estéril

Instrucciones (La muestra se puede obtener de lunes a jueves)

1. Obtener la muestra de heces en el frasco estéril.
2. Obtener una pequeña porción de la muestra con cada una de las 2 torundas de algodón tomando muestra de diferentes ubicaciones para cada una de ellas e introducirlas en los tubos que contienen el gel.
3. Introducir los tubos con las torundas y el frasco estéril en la bolsa de plástico.
4. Cumplimentar la hoja de solicitud e introducirla en el bolsillo exterior de la bolsa.
5. Colocar las muestras y el volante de solicitud en la caja de transporte y proceder al envío al laboratorio en el mismo día de la obtención de la muestra.
6. Llamar al transportista Nacex (Tfno. 900 100 000) y realizar el envío al nº de abonado 1201/75.
7. Si surge cualquier problema llamar al 964 220 216
8. Le avisaremos por correo-e en el momento que recibamos la muestra. 1 semana después recibirá el informe con los resultados del análisis realizado.