

REQUISITOS PREVIOS A LA TOMA DE MUESTRA



Metales en Cabello

- El cabello debe tener una longitud mínima de 3-4 cm.
- Aclarar el cabello con abundante agua, sin utilizar jabón, ni acondicionador.
- Secar el cabello al aire, evitar el secador.
- En lo posible no tomar muestra de cabello teñido (en caso de cabello teñido indicar color)
- Utilizar tijera de acero inoxidable, sin tóxicos, ni residuos. Limpiar con la toallita adjunta en el kit.

